

Инструкция

По применению средства для глаз животных «Рекаверигель»

Торговое название: Рекаверигель

Форма: гель глазной

Состав: 1г геля содержит:

Действующие вещества:

Декспантенол 3,75%

Гиалуроновая кислота 0,2%

Хондроитина сульфат 0,05%

Вспомогательные вещества:

Вода стерильная, карбомер, гидроксид натрия, цетримид, дисодиум ЭДТА.

Описание: бесцветный прозрачный или слегка опалесцирующий текучий гель.

Общая информация:

Гель «Рекаверигель» - комбинация гиалуроновой кислоты, декспантенола и хондроитина сульфата на гелевой основе – обладает защитным и барьерным свойством. Гиалуроновая кислота и хондроитина сульфат являются физиологическими полисахаридными соединениями, содержащимися в тканях глаза и в других тканях организма многих животных, а декспантенол является предшественником пантотеновой кислоты (витамин В5), которая содержится во всех живых организмах, и участвует во многих процессах метаболизма.

Особым свойством молекул гиалуроновой кислоты, декспантенола и хондроитина сульфата является выраженная способность связывать большое количество молекул воды. Имея достаточную вязкость и высокие адгезивные свойства, гель «Рекаверигель» стабилизирует слезную пленку, смягчает конъюнктиву, удерживает влагу в течение длительного времени.

Длительность контакта геля с глазной поверхностью увеличивает содержащийся в составе «Рекаверигеля» карбомер, который не проникает в ткани и не адсорбируется в системный кровоток.

Рекомендации по применению:

Гель «Рекаверигель» рекомендован для дополнительного увлажнения, смазывания и защиты глазной поверхности (роговицы и конъюнктивы), устранения дискомфорта при «сухости», зуде, раздражении, интенсивном использовании глазных лекарственных средств и после микрохирургических операций на глазной поверхности.

Также «Рекаверигель» рекомендован для применения у домашних животных квартирного содержания в отопительный период, когда влажность воздуха существенно снижена, или в условиях жаркого климата.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав геля «Рекаверигель».

Способ применения:

Рекомендуется наносить гель «Рекаверигель» в объеме 1-2 капли на глазную поверхность каждого глаза 3-4 или более раз в день. Не следует чем-либо прикасаться к кончику тубы.

Взаимодействие с другими средствами:

В случае совместного применения геля «Рекаверигель» с лекарственными офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать интервал между применением глазных капель и указанного геля не менее 15 минут. Глазные мази следует применять через 15-20 мин после использования геля «Рекаверигель».

Меры предосторожности:

Гель «Рекаверигель» не следует использовать при:

- повышенной чувствительности к любому из компонентов геля;
- поврежденной упаковке;
- по истечении срока годности;
- по истечении 6 недель после вскрытия тубы.

В случае появления таких реакций как раздражение глаз или дискомфорт нужно обильно промыть глаза чистой проточной водой и при необходимости обратиться к ветеринарному врачу.

Форма выпуска:

Гель по 15г в тубе с головкой, соплом и навинчивающимся колпачком.

1 туба вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Срок годности:

3 года. После вскрытия тубы хранить не более 6 недель.

Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель:

«Medena AG». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Швейцария, Industriestrasse 16, CH-8910 Affoltern am Albis, Switzerland.

Получить дополнительную информацию о средстве «Рекаверигель», а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по адресу: АО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ», Россия,

Москва, 129110, внутренняя территория города Муниципальный округ Мещанский улица Гиляровского, дом 57,
строение 4, комната 18 тел.: 8-495-775-39-38